



m218 Asp f1 aspergillus fumigatus

1. Informazioni Generali

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Nome Esame | m218 Asp f1 aspergillus fumigatus # |
| Sinonimi | allergeni ricombinanti |
| Disciplina | |
| Unità di Misura | |
| Richiedibile da Interno | Si |
| Richiedibile da Esterno | Si |
| Richiedibile in Urgenza | No |

2. Contenitore

| | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Contenitore | TAPPO RUGGINE |
| Tipo Materiale | |
| Foto |  |

3. Laboratorio

| | |
|-----------------------------|--|
| Nome Laboratorio | |
| Nome Laboratorio Abbreviato | |
| Indirizzo Laboratorio | |
| E' esterno? | |
| Telefono Laboratorio | |
| Nome Settore | |
| Responsabile Settore | |
| Note Laboratorio | |



4. Metodica

| | |
|----------------------|---|
| Nome Metodica | — |
| Giorni di Esecuzione | |
| Tempo di Esecuzione | 5 |

5. Allegati

| | |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| Allegati | 02 Mod La 101 |
| | 01 Mod La 101 R |
| | 387 La Diagnostica Molecolare in Allergologia |
| | Crd Simel |
| | Giaic3 11 |